



#### EC500-2: CONSOLA DISPENSADORA

##### Dimensiones (largo x ancho x alto)

Consola	345 x 641 x 405 mm
Área calefactada	340 x 253 mm

**Peso** 20,5 Kg

##### Regulación de la temperatura

Depósito de parafina 40-70 °C

Área calefactada/Soporte pinzas 40-70 °C

Pinzas con calefacción eléctrica 60-75 °C

**Capacidad depósito de parafina** 5 l.

**Temperatura área fría** 5 °C

**Accesorios** Lupa

Pedal

Pinzas con calefacción eléctrica, puntas de 1 mm, 2 mm y 4mm.



#### EC500-3: CONSOLA TÉRMICA

##### Dimensiones ( largo x ancho x alto)

Consola 340 x 623 x 395 mm

Almacén para cassettes 269 x 510 x 88 mm

Bandejas extraíbles 262 x 175 x 55 mm

Almacén para moldes 275 x 170 x 180 mm

**Peso** 16 kg

##### Regulación de la temperatura a través del Dispensador

Almacén para cassettes 40-70 °C

Almacén para moldes 40-70 °C



#### EC500-1: CRIOCONSOLA

##### Dimensiones (largo x ancho x alto)

Consola 335 x 623 x 395 mm

Placa fría 375 x 307 mm

**Peso** 24,5 kg

**Regulación de la temperatura** de 0 a -12 °C

#### Especialidades Médicas Myr S.L

Empresa certificada ISO 9001 e ISO 13485

C / Vidriers, 19 - 21, Pol. Ind. La Cometa 43700

El Vendrell, Spain

Phone. +34 977 66 8020

Fax. +34 977 66 8030

Mail. esp.medicas@myr.com.es

[www.myr.com.es](http://www.myr.com.es)

Local Distributor. Contact information.

# Myr

CENTRO DE INCLUSIÓN DE  
TEJIDOS MODULAR

## EC 500

PARA BLOQUES DE  
PARAFINA

Diseño, funcionalidad y versatilidad  
para una ejecución sencilla.



## CENTRO DE INCLUSIÓN DE TEJIDOS MODULAR

# EC 500

### PARA BLOQUES DE PARAFINA

Cada elemento del centro de inclusión está diseñado para trabajar con comodidad y conseguir la máxima eficiencia

#### ÁREA DE TRABAJO

Diseño y funcionalidad para facilitar los flujos de trabajo

Las superficies de trabajo calefactadas están aisladas térmicamente y disponen de un diseño ergonómico. Espaciosa área de trabajo calefactada con iluminación antirreflectante (leds blancos).

Placa táctil dispensadora ajustable para utilizar cómodamente "Mega Casetes" y "Super Mega Casetes". Raspador de exceso de parafina (trimmer) integrado. Las biopsias urgentes se pueden procesar en cualquier momento, incluso en modo stand by.

#### ALMACENAJE Y DEPÓSITO

Amplitud y ergonomía para mejorar la operatividad

Dos grandes cámaras, calefactables de forma independiente, para almacenar casetes y moldes. Depósito de 5 litros que garantiza la continua operatividad incluso con numerosas muestras de tejidos. Cajones extraíbles diseñados para vaciar con comodidad la parafina sobrante.

#### PANEL DE CONTROL

Un manejo simple para una configuración versátil

Teclado sencillo y funcional para programar todos los parámetros de los procesos de trabajo. Ahorro energético mediante cálculo automático del tiempo de conexión individual de precalentamiento.



#### CONSOLA DISPENSADORA EC500-2

- Capacidad depósito de parafina de 5l.
- Caudal de parafina regulable.
- Dispensación de parafina manualmente o mediante pedal (accesorio).
- Placa táctil dispensadora ajustable para "Mega casetes" y "Super Mega Casetes".
- Iluminación mediante leds (blancos).
- 8 orificios calefactados para pinzas estándar.
- 2 Raspadores de exceso de parafina (trimmer) integrados.
- Área fría integrada en la zona de trabajo.
- 2 cajones delanteros extraíbles para la parafina sobrante.
- Conector integrado para pinzas con calefacción eléctrica. Disponibles en puntas de 1, 2 y 4 mm (accesorio).
- Lupa de campo grande (accesorio).

#### CRIOCONSOLA EC500-1

- Amplia superficie de enfriamiento con capacidad hasta 60 casetes/moldes.
- Temperatura regulable de 0 a -12 °C.
- Distribuye la temperatura de forma homogénea sobre toda la superficie.
- Puede posicionarse tanto a la derecha como a la izquierda de la consola dispensadora.
- Puede funcionar conectada a la consola dispensadora o de forma independiente.

#### CONSOLA TÉRMICA EC500-3

- Acepta cestillos de los procesadores de tejidos más comunes del mercado.
- Cámara de almacenamiento para casetes de gran capacidad con dos bandejas extraíbles y capacidad para 2 cestillos (200 casetes) ó 3 cestillos sin bandejas extraíbles (300 casetes).
- Tapa de perfil alto para el almacén de casetes.
- Cámara de almacenamiento con capacidad para más de 300 moldes.
- Unidad no independiente. Funciona únicamente conectada a la consola dispensadora.

